



Cardiophone[®]
CANADIAN CARDIAC CARE

CANADIAN CARDIAC CARE


Instructions:

Appuyez sur le **bouton d'enregistrement rouge** jusqu'à ce qu'il fasse un bruit si vous ressentez des symptômes tels que douleur/inconfort thoracique, palpitations, étourdissements, etc. notez-les dans ce journal. Notez le symptôme, l'activité, la date et l'heure de chaque événement.



Ne mouillez pas l'appareil n (retirez-le avant la douche, le bain, etc.)

Appliquez 2 nouvelles électrodes après.

[illegible]

